

マニピュレーター取付アダプター

Manipulator Mounting Adaptors for

オリンパス製顕微鏡用 Olympus Microscopes

取付けは容易です。顕微鏡に合ったアダプターをお選び下さい。
Easy to install. Please select the adaptor model to suit your microscope.

TYPE A : ステージ側面取付型
Stage-side mounting
TYPE B : 支柱取付型
Illuminator mounting
TYPE C : ダブル型
Double mounting

TYPE C2 : フロントダブル型
Front double mounting
TYPE D : ラウンド型
Surround mounting
TYPE D2 : 複合ラウンド型
Stage-side mounting

※ TYPE B : IVF用に適したアダプターです。(IVカタログに対応)

TYPE B : For IVF application


※ TYPE C : パッチ用に適したアダプターです。(IVカタログに対応)

TYPE C : For Patch clamp application

NO-ADK

for CK-2


TYPE B



NO-PIX

for IX70, IX50


TYPE B



NO-TIX

for IX70, IX50


TYPE C2



NO-WIX

for IX70, IX50


TYPE C



NO-AD

for IMT-2, CK-2


TYPE A



NO-ADBx

for BX


TYPE B



NO-SIX

for IX70, IX50

TYPE A



NR

Rotatable Support

TYPE B



製造中止、あるいは旧タイプとなった顕微鏡用のアダプターも用意しておりますので、担当者までお問い合わせ下さい。

We also provide a range of adaptors for older microscopes or those no longer in production. For further information, please contact your Narishige representative.